

Zuweisung zur histo-pathologischen Untersuchung


Steierm. Krankenanstaltengesellschaft m.b.H.

Landeskrankenhaus Graz II, Standort West, Institut für Pathologie

Vorstand: Prim. Univ.-Prof. Dr. Sigurd F. Lax

8020 Graz, Göstinger Straße 22, Tel.: (0316) 5466 – 5502, DaMe: KAGES183

E-Mail: pathologie@lkh-graz2.at



Patientendaten: (Etikett oder Pflichtfelder ★)

Zuweiserverdaten: (Pflichtfelder★)

Felder für Patho

AZ::	Stempel/Name von LKH/Abt./Arzt ★:	
Familienname ★:	Bitte freilassen für E-Nummern	
Vorname ★:		
Frühere Name (Geburtsname/Mädchenname):		
Geschlecht ★ SV-Nr ★: Geburtsdatum ★:	Amb / Stat ★:	Vers.: Gebührenklasse ★:
☐ ♂ / ☐ ♀ ____ . ____ . ____	☐ amb / ☐ stat	☐ A / ☐ S

Materialdaten: (Pflichtfelder★)

Gewinnung (PE, Op, Cur, Stanze....) ★:	Organgebiet (Magen, Colon, Mamma, Lunge,...) ★:
Entnahmedatum:	Lokalisation ★: Sonstige Lokalisation ★: ☐ li. / ☐ re. / ☐ bds.

L-Code: Sek

Foto ☐ / Einfrieren ☐

Fixiert um

Aufgeschnitten um ...

Klinische Angaben:

Wünsche:

Verdachtsdiagnosen, bisherige Therapie, Fragestellung:	☐ CITO ☐ Rückruf unter
	☐ Schnellschnitt:
	Eingegangen um: Durchgegeben um: Dauer:.....
	Befunder: Empfänger: Diagnose:

Probenbezeichnung im Detail:

1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Einsendeinformationen Histologie (allgemein)

Entnahme	- Für alle Proben muss die Entnahmestelle angegeben werden (z.B. Magen, Antrum, etc. ...). - Probenmaterial aus unterschiedlichen Entnahmestellen muss in unterschiedlichen Probengefäßen eingesendet werden. - Die Probengefäße müssen nummeriert werden.
<u>Variante 1: Probenmaterial wird fixiert</u>	
Konservierung und Verpackung	<u>Benötigte Materialien:</u> 4%ige Formaldehydlösung (gepuffert), Probengefaß, Patienten Etikette. Das Gewebe muss sich in ausreichend 4%iger Formaldehydlösung befinden (mindestens im Verhältnis 1:5). Bitte bei der Größe des Probenbehälters zu berücksichtigen!
Kennzeichnung	Behälter (<u>nicht den Deckel</u>) mit Patientendaten kennzeichnen und dicht verschließen. Angaben überprüfen!
Transport	Probenbehälter und Anforderungsschein in eine geeignete Transportbox legen und an den Transportdienst übergeben.
<u>Variante 2: Probenmaterial wird vakuumiert</u>	
Konservierung und Verpackung	<u>Benötigte Materialien:</u> Folie, Folienschweißgerät, Kühlakkus, Patienten Etikette. Das entnommene Gewebe wird <u>luftdicht</u> in Folie eingeschweißt.
Kennzeichnung	Verpackung mit Patientendaten kennzeichnen. Angaben überprüfen!
Transport	Verschweißtes Material, Anforderungsschein und Kühlakkus in eine geeignete Transportbox legen und an den Transportdienst übergeben. Probenversand muss gekühlt erfolgen!
Intraoperative Schnellschnittuntersuchung (Gefrierschnitt)	
Konservierung und Verpackung	<u>Benötigte Materialien:</u> Probengefaß, Patienten Etikette. Die Proben werden unfixiert übersendet. Das entnommene Gewebe <u>kann</u> vakuumiert werden.
Kennzeichnung	Behälter (<u>nicht den Deckel</u>) mit Patientendaten kennzeichnen und dicht verschließen. Angaben überprüfen!
Transport	Die Proben müssen ohne zeitliche Verzögerungen an das Institut weitergeleitet werden.