

Wichtige Informationen für Einsender

S.g. Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!

Mein Team und ich führen sehr gerne für Sie Untersuchungen aus dem Fachbereich der Klinischen Pathologie und Molekularpathologie durch. Das Spektrum der Untersuchungen reicht von der histopathologischen Diagnostik an Biopsien und Operationspräparaten sowie zytologischem Material bis zu prädiktiven immunhistochemischen und molekularpathologischen Untersuchungen. In der Folge dürfen wir für Sie einige wesentliche Informationen zusammenfassen.

Für allfällige fachliche Fragen stehen mein Team (<https://www.lkh-graz2.at/abteilungen/pathologie-team>) und ich sehr gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Mit besten kollegialen Grüßen

Prim. Univ. Prof. Dr. Sigurd F. Lax

Einsendeformulare

Für die Einsendung von Präparaten sind organspezifische Formulare zur Verfügung und unter dem folgenden Link <https://www.lkh-graz2.at/abteilungen/institut-fuer-pathologie> abrufbar.

Für eine möglichst genaue Beantwortung Ihrer Fragestellung ersuchen wir um entsprechend detaillierte klinische Informationen. Ebenso wichtig ist die Angabe der Sozialversicherungsnummer, insbesondere um eine Patientenverwechslung bei identem Namen zu verhindern. Die Formulare bitte zusammen mit dem Material übersenden.

Histologische Proben

Übersendung in 4%iger vorgepuffeter Formaldehydlösung. Ausnahmen sind Proben für die Gefrierschnittuntersuchung (Schnellschnitt), die unfixiert übersandt werden müssen. Ausserdem begrüßen wir die Übersendung von vakuumierten Präparaten (falls unfixiert bitte gekühlt). Dadurch können größere Mengen von Formalin vermieden werden. Die Übersendung von Operationspräparaten erfordert gut und sicher verschließbare Einsendegefäße in entsprechender Größe um ausreichend Formalin beizufügen zu können.

Zytologische Präparate

Bei der Übersendung von zytologischen Ausstrichpräparaten ist es wichtig, den Mattrand mit Bleistift den Patientennamen und Geburtsdatum und evtl. der Lokalisation zu beschriften und das Material auf der Seite der Beschriftung auszustreichen. Die Ausstriche sollten rasch mittels Fixierspray fixiert werden.